


Anticorpo Policlonal Anti-Foxp3 Para Wb, Elisa - Q99Jb6

Número do item: CM0028464



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o FOXP3 de camundongo, validado para Western blot e ELISA. O FOXP3 é essencial para o desenvolvimento de células T reguladoras e homeostase imunológica, tornando este anticorpo adequado para estudos de imunologia e autoimunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXP3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	sf; JM2; scurfín
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	50943
ID do Gene	20371
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FOXP3 de camundongo (NP_473380.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q99JB6
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo