

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Foxp3 Para Wb E Elisa - Q9Bzs1

Número do item: CM0018197



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra FOXP3 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Ideal para pesquisa em biologia de células T reguladoras, homeostase imunológica e doença IPEX.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXP3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	50943
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-180 do FOXP3 humano (NP_054728.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9BZS1
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo