

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Foxq1 Para Ihc-P, Elisa - Q9C009

Número do item: CM0021224

introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho anti-FOXQ1 foi desenvolvido para aplicações em IHC-P e ELISA. Ele tem como alvo o FOXQ1 humano, um fator de transcrição envolvido na diferenciação do folículo piloso. Ideal para pesquisa em dermatologia e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXQ1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FOXQ1; HFH1; forkhead box Q1
Espécie	Humano
GeneID	94234
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FOXQ1 humano (NP_150285.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9C009
Peso Molecular da Proteína	41kDa
Transporte	Bolsa de gelo