

Anticorpo Monoclonal Anti-Fpgs Para Wb, Elisa - Q05932

Número do item: CM0003315

introdução

Validado para WB e ELISA, este anticorpo monoclonal de coelho detecta FPGS humano e de rato, a enzima chave na poliglutamação de folato e no metabolismo do metotrexato. Ideal para pesquisa em metabolismo de um carbono, farmacologia de antifolatos e enzimologia mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FPGS Coelho mAb
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2356
GeneID	2356
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-587 da FPGS humana (Q05932)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q05932
Peso Proteico	65kDa
Envio	Bolsa de gelo