


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fpr2 Para If/Icc E Elisa - P25090

Número do item: CM0022772



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FPR2 humano (receptor 2 de peptídeo N-formil) validado para IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Alvo envolvido na imunidade inata e sinalização de inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FPR2 Rabbit pAb
Observações/Alias	ALX; ALXR; HM63; FMLPX; FPR2A; FPRH1; FPRH2; FPRL1; LXA4R; FMLP-R-II; FPR2
Espécie	Humano
ID do Gene	2358
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do FPR2 humano (NP_001453.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25090
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo