

Anticorpo Monoclonal Anti-Fps/Fdps Para Wb, Elisa - P14324

Número do item: CM0004634



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a FPS/FDPS humano, adequado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Farnesil pirofosfato sintase, enzima chave na biossíntese de isoprenóides, ~48kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FPS/FDPS Coelho mAb
Observações/Apelidos	FPS; FPPS; POROK9; FPS/FDPS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2224
GeneID	2224
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 67-419 de FPS/FDPS humano. (NP_001995.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14324
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo