

Anticorpo Monoclonal Anti-Fra1 Para Wb, Elisa - P15407

Número do item: CM0007722

introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-FRA1 de alta qualidade validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta o antígeno 1 relacionado a Fos (FOSL1/FRA1) humano, um fator de transcrição nuclear de aproximadamente 29 kDa. Indicado para pesquisas em câncer e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FRA1 Coelho mAb
Observações/Apelidos	FRA; FRA1; fra-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8061
GeneID	8061
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FRA1 humano (NP_005429.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15407
Peso da Proteína	29 kDa
Envio	Bolsa de gelo