


Anticorpo Policlonado Anti-Frataxin (Fxn) Para Wb - Q16595

Número do item: CM0018928



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra FXN/Frataxin. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos sobre biogênese de clusters de ferro-enzofre e ataxia de Friedreich.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FXN / Frataxin Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA; FXN / Frataxin
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2395
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-210 do FXN / Frataxin humano (NP_000135.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16595
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo