


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fraxina/Fxn Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16595

Número do item: CM0004275



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Fraxina/FXN humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a biogênese de clusters ferro-enzofre mitocondriais e a ataxia de Friedreich.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Fraxina/FXN
Observações/Apelido	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2395
GeneID	2395
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-210 da Fraxina/FXN humana (NP_000135.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16595
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo