


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fraxina/Fxn [Validado Por Kd] Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16595

Número do item: CM0005054



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Frataxina (FXN) humana, validado por KD. Adequado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Tem como alvo a proteína mitocondrial envolvida na montagem de clusters ferro-enxofre e na homeostase do ferro. Exclusivamente para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] Frataxina/FXN mAb de Coelho
Observações/Apelido	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA
Espécie	Humano
ID do Gene	2395 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-210 da FXN/Frataxina humana (NP_000135.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q16595
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco com gelo