

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Frem2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Szk8

Número do item: CM0019799

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o FREM2 humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano e rato. Ideal para estudar a integridade epitelial e a adesão celular. SWISS: Q5SZK8.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FREM2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CRYPTOP; FRASRS2; FREM2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	341640
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 47-300 do FREM2 humano (NP_997244.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q5SZK8
Peso da Proteína	351kDa
Envio	Saco de gelo