

Anticorpo Policlonal Anti-Frmd6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Ne9

Número do item: CM0027846

introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho FRMD6 (Q96NE9) para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com FRMD6 humano, de camundongo e de rato, uma proteína de domínio FERM na membrana e citoplasma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FRMD6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EX1; Willin; C14orf31; c14_5320; FRMD6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	122786
Imunogênio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 82-183 do FRMD6 humano (NP_001253975.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96NE9
Peso Proteico	72kDa
Envio	Saco de gelo