

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Frs2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wu20

Número do item: CM0005175



introdução

Anticorpo monoclonal coelho FRS2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com FRS2 (SNT-1) humano, de rato e camundongo. Ideal para pesquisa da via de sinalização FGFR e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho FRS2 (mAb)
Observações/Apelido	SNT; SNT1; FRS1A; FRS2A; SNT-1; FRS2alfa; FRS2
Espécie	Humano
ID do Gene	10818
Imunógeno	Proteína recombinante de FRS2 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WU20
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Em saco de gelo