

Polymab® Coelho Anti-Frs2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wu20

Número do item: CM0005505



introdução

FRS2 Rabbit PolymAb® é um anticorpo monoclonal de coelho validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade contra humano, camundongo e rato. FRS2 é uma proteína adaptadora que liga os receptores FGFR e NGF às vias de sinalização MAP quinase e PI3K. Ideal para pesquisa em transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FRS2 Rabbit PolymAb®
Observações/Alias	SNT; SNT1; FRS1A; FRS2A; SNT-1; FRS2alpha
Espécie	Humano
ID do Gene	10818
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína recombinante de FRS2 humano)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WU20
Peso Proteico	57 kDa
Envio	Saco de gelo