

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Frzb Para Wb, Elisa - Q92765

Número do item: CM0030435

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FRZB humana (SFRP3, FRZB-1). Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com rato e camundongo. Atua em um modulador secretado da sinalização Wnt envolvido na esqueletogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FRZB Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FRE, OS1, FZRB, hFIZ, FRITZ, FRP-3, FRZB1, SFRP3, SRFP3, FRZB-1, FRZB-PEN, FRZB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2487
GeneID	2487
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 166-325 da FRZB humana (NP_001454.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato, Camundongo
SWISS	Q92765
Peso Proteico	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo