

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fsh Alfa/Beta Para If-P, Ihc-P, Elisa - P01215 / P01225

Número do item: CM0004357



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado às cadeias alfa/beta do FSH, validado para aplicações de IF-P, IHC-P e ELISA. Específico para amostras humanas. Ideal para pesquisa de hormônios reprodutivos e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FSH alfa/beta Coelho mAb
Observações/Apelidos	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; FSHB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1081/2488
GeneID	1081/2488
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01215/P01225
Peso da Proteína	13kDa/15kDa
Envio	Saco de gelo