

Anticorpo Policlonal Anti-Fshb Para Wb, Elisa - P01225

Número do item: CM0016695



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FSHB humano para aplicações em WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em biologia reprodutiva e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	FSHB Rabbit pAb
Observações/Apelido	HH24; FSHB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2488
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-129 do FSHB humano (NP_000501.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P01225
Peso Proteico	15kDa
Envio	Em saco de gelo