


Anticorpo Policlonal Anti-Fshr De Coelho Para Wb, If-P, Elisa - P23945

Número do item: CM0016141



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o FSHR humano (receptor do hormônio folículo-estimulante). Validado para WB, IF-P, ELISA e reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de fisiologia reprodutiva e da via de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FSHR Rabbit pAb
Observações/Apelido	LGR1; ODG1; FSHR1; FSHRO; FSHR
Espécie	Humano
ID do Gene	2492
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 631-695 do FSHR humano (NP_000136.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23945
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Saco de gelo