

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fsp1/S100A4 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P26447

Número do item: CM0002504



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à S100A4 (FSP1) humana, validado para Western blot, imunofluorescência, imuno-histoquímica e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar metástase, motilidade celular e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho FSP1/S100A4
Observações/Apelido	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6275
ID do Gene	6275
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 2-101 da S100A4 humana (P26447)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26447
Peso Proteico	12kDa
Transporte	Saco de gelo