

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fsp1/S100A4 Para Wb - P26447

Número do item: CM0020399



introdução

Anticorpo pAb de Coelho Anti-FSP1/S100A4 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar S100A4 na motilidade celular celular, metástase e apoptose. Matéria-prima de IVD de alta qualidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho FSP1/S100A4
Observações/Apelido	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
Espécie	Humano
ID do Gene	6275
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-101 do FSP1/S100A4 humano (NP_002952.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26447
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Saco com gelo