

Anticorpo Policlonal Anti-Fstl5 Para Wb, If-P, Elisa - Q8N475

Número do item: CM0020649

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra FSTL5 humano, validado para WB, IF-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a proteína relacionada à folistatina 5 em várias amostras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FSTL5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FSTL5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56884
ID do Gene	56884
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-250 do FSTL5 humano (NP_064501.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N475
Peso Proteico	96kDa
Remessa	Saco de gelo