

Anticorpo Monoclonal Anti-Ftcd Para Wb, Elisa - 095954

Número do item: CM0007488

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho de alta especificidade contra FTCD humano (LCHC1), validado para WB e ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo de folato e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FTCD Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	LCHC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10841
GeneID	10841
Imunógeno	Proteína recombinante de FTCD humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095954
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo