

Anticorpo Monoclonal Anti-Ftcd Para Wb, Elisa - 095954

Número do item: CM0006650



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra FTCD, validado para Western blot e ELISA. Reconhece a FTCD humana, de camundongo e de rato, com peso molecular previsto de 59 kDa. Ideal para pesquisas sobre o metabolismo da histidina e a via do folato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra FTCD
Observações/Apelido	LCHC1; FTCD
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10841
GeneID	10841
Imunógeno	Proteína recombinante de FTCD humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	095954
Peso da proteína	59 kDa
Envio	Bolsa de gelo