

Anticorpo Policlonal Anti-Ftcd Para Wb E Elisa - 095954

Número do item: CM0024893

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o FTCD humano (formiminotransferase-ciclo-desaminase), produzido contra um fragmento recombinante terminal C. Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Exclusivamente para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FTCD Coelho pAb
Observações/Apelido	LCHC1; FTCD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10841
GeneID	10841
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 412-541 do FTCD humano (NP_006648.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095954
Peso Proteico	59kDa
Envio	Saco de gelo