

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fto Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C0B1

Número do item: CM0002770



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-FTO validado por KO para WB, IHC-P, ELISA. Específico para FTO humano, de rato e camundongo (~58 kDa). Ideal para pesquisa em epitranscriptômica, obesidade e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] FTO Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	GDFD; ALKBH9; BMIQ14; TO
Espécie	Humano
GeneID (humano)	79068
GeneID	79068
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 327-504 do FTO humano (NP_001073901.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9C0B1
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de Gelo