

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fto Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9C0B1

Número do item: CM0009646



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho FTO de alto desempenho validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com a FTO humana, uma desmetilase de RNA chave envolvida na massa gorda, obesidade e leucemia. Ideal para pesquisa em epigenética e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	FTO Rabbit mAb
Observações/Apelidos	GDFD; ALKBH9; BMIQ14; FTO
Espécie	Humano
GeneID (humano)	79068
GeneID	79068
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da FTO humana (Q9C0B1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9C0B1
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo