

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Fto Para Wb, Ip, Elisa - Q9C0B1

Número do item: CM0018709



introdução

O Anticorpo Policloonal de Coelho Anti-FTO detecta FTO (dioxigenase dependente de alfa-cetoglutarato) humano, de camundongo e de rato. Validado para WB, IP, ELISA. Atua na desmetilação de RNA associada à massa gorda e obesidade para estudos de epitranscriptômica e adipogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FTO Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GDFD; ALKBH9; BMIQ14; FTO
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79068
GeneID	79068
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 327-504 do FTO humano (NP_001073901.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9C0B1
Peso Proteico	58kDa
Transporte	Saco de gelo