


Anticorpo Policlonal Anti-Ftsj1 Para Wb, Elisa - Q9Uet6

Número do item: CM0030527



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-FTSJ1 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Tem como alvo a tRNA metiltransferase envolvida na tradução e neurogênese. Ideal para pesquisa IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FTSJ1 Coelho pAb
Observações/Apelido	JM23; MRX9; SPB1; CDLIV; MRX44; TRMT7; XLID9; FTSJ1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	24140
ID do Gene	24140
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-329 do FTSJ1 humano (NP_036412.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UET6
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo