


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ftsj3 Para Wb, Elisa - Q8Iy81

Número do item: CM0029538



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FTSJ3 humano, uma RNA metiltransferase de ribose 2'-O de pré-rRNA. Validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisas sobre biogênese de ribossomos, processamento de rRNA e evasão imune inata do HIV-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FTSJ3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SPB1; EPCS3; FTSJ3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	117246
GeneID	117246
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 608-847 do FTSJ3 humano (NP_060117.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8IY81
Peso Proteico	97kDa
Envio	Saco de gelo