


Anticorpo Policlonal Anti-Fubp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Ae4

Número do item: CM0025657



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FUBP1 humano (proteína de ligação ao FUSE 1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo, rato. ~68kDa. Para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FUBP1 pAb Coelho
Observações/Apelido	FBP; FUBP; hDH V; FUBP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8880
GeneID	8880
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 302-644 do FUBP1 humano (NP_003893.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96AE4
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo