


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fubp1 Para Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q96Ae4

Número do item: CM0005469



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra FUBP1 humano, adequado para IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta FUBP1 humano, de camundongo e de rato. Gerado a partir de um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 545-644. Para pesquisa de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FUBP1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	FBP; FUBP; hDH V; FUBP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8880
GeneID	8880
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 545-644 do FUBP1 humano (Q96AE4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96AE4
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco com gelo