

Anticorpo Policlonal Anti-Fubp3 Para Wb, Elisa - Q96I24

Número do item: CM0029252

introdução

Anticorpo policlonal de coelho FUBP3 de alta qualidade para WB e ELISA, detectando a proteína de ligação ao elemento a montante 3 (far upstream element-binding protein 3) humana e de camundongo. Esta proteína de ligação ao DNA nuclear pode ativar a expressão gênica, tornando-a uma ferramenta valiosa para pesquisas sobre regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FUBP3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FBP3; FUBP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8939
GeneID	8939
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 65-260 do FUBP3 humano (NP_003925.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96I24
Peso Proteico	62kDa
Envio	Saco de gelo