

Anticorpo Monoclonal Anti-Fukutina Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075072

Número do item: CM0003610

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Fukutina (FKTN) humana, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de distroglicanopatia, distrofia muscular congênita e transferase de ribitol-fosfato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra Fukutina
Observações/Apelido	FCMD; CMD1X; LGMD2M; MDDGA4; MDDGB4; MDDGC4; LGMDR13; Fukutina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2218
GeneID	2218
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 362-461 da Fukutina humana (075072).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	075072
Peso Proteico	54kDa
Envio	Em saco de gelo