


Anticorpo Policlonal Anti-Fundc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ivp5

Número do item: CM0019396



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FUNDC1 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Tem como alvo uma proteína da membrana externa mitocondrial envolvida na mitofagia e na formação de MAMs. Ideal para pesquisas sobre autofagia e mitocôndrias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FUNDC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FUNDC1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	139341
GeneID	139341
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência situada entre os aminoácidos 1-155 da FUNDC1 humana (NP_776155.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q8IVP5
Peso da proteína	17 kDa
Envio	Gelo reutilizável