


Anticorpo Policlonal Anti-Fundc1 Para Wb - Q8lvp5

Número do item: CM0021612



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FUNDC1 humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Imunógeno peptídico dos aminoácidos 50-155. Adequado para pesquisa em mitofagia, dinâmica mitocondrial e MAMs.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FUNDC1 Coelho pAb
Observações/Apêndice	FUNDC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	139341
GeneID	139341
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-155 do FUNDC1 humano (NP_776155.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8IVP5
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo