


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fundc1 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q8lvp5

Número do item: CM0011310



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-FUNDC1 validado para WB, IP, IHC-P e ELISA. Detecta FUNDC1 humana, de camundongo e de rato (17 kDa). Adequado para pesquisas sobre mitofagia, dinâmica mitocondrial e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-FUNDC1
Observações/Alias	Fundc1
Espécie	Humana
GeneID	139341
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da FUNDC1 humana (NP_776155.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IVP5
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo