

Anticorpo Monoclonal Anti-Furina Para Wb E Elisa - P09958

Número do item: CM0010922



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-furina para WB e ELISA. Reativo para humanos e camundongos, com alvo na convertase de proproteínas Furina. Adequado para aplicações de pesquisa e diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de coelho contra Furina
Observações/Apelidos	FUR; PACE; SPC1; PCSK3; Furina
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5045
ID do Gene	5045
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da Furina humana (P09958).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P09958
Peso da Proteína	87 kDa
Envio	Bolsa de gelo