

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Furina Para Wb, If/Icc, Elisa - P09958

Número do item: CM0025667



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Furina humana (PCSK3/PACE), adequado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reconhece Furina humana, de rato e de camundongo. Aplicações incluem pesquisa em sinalização de TGF-beta e interações patógeno-hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Furin Rabbit pAb
Observações/Apelido	FUR; PACE; SPC1; PCSK3; Furin
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5045
GeneID	5045
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da Furina humana (NP_002560.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09958
Peso Proteico	87kDa
Envio	Em saco de gelo