

Anticorpo Policlonal Anti-Fus (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P35637

Número do item: CM0029112



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a proteína humana de ligação a RNA FUS (TLS), validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA.

Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para estudar processamento de RNA, reparo de DNA e mecanismos associados à ELA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] FUS Coelho pAb
Observações/Apêndice	TLS; ALS6; ETM4; FUS1; POMP75; altFUS; HNRNPP2; US
Espécie	Humano
ID do Gene	2521
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 297-526 da FUS humana (NP_004951.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P35637
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de gelo