

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fut11 Para Wb E Elisa - Q495W5

Número do item: CM0023629

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho FUT11, produzido contra a proteína humana recombinante FUT11, validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa em O-fucosilação e estudos de glicobiologia. Reage com a proteína humana FUT11 (~56 kDa).

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                  |
|---------------------|------------------------|
| Nome do Produto     | FUT11 pAb de Coelho    |
| Observações/Apelido | FUCTXI; FUT11          |
| Espécie             | Humano                 |
| GeneID (Humano)     | 170384                 |
| GeneID              | 170384                 |
| Imunogénio          | Proteína recombinante  |
| Fonte               | Coelho                 |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais |
| Aplicação           | WB, ELISA              |
| Reatividade Cruzada | Humano                 |
| SWISS               | Q495W5                 |
| Peso Proteico       | 56kDa                  |
| Envio               | Saco de gelo           |