

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fut2 Para Wb, Elisa - Q10981

Número do item: CM0030788

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o FUT2 humano (fator secretor), adequado para Western blot e ELISA. Validado para uso em pesquisa em estudos de glicosilação e antígenos de grupos sanguíneos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FUT2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SE; Se2; sej; SEC2; B12QTL1; FUT2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2524
GeneID	2524
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q10981
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo