

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Fut4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22083

Número do item: CM0024003

introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado ao FUT4 (CD15/LeX) humano. Adequado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA; reage cruzada com camundongo e rato. Explore a biologia da fucosiltransferase na migração e desenvolvimento de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	FUT4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LeX, CD15, ELFT, FCT3A, FUTIV, SSEA-1, FUC-TIV, FUT4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2526
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 186-331 do FUT4 humano (NP_002024.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22083
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Bolsa de gelo