

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fut6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P51993

Número do item: CM0025284

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a fucosiltransferase 6 humana (FUT6/Fuc-TVI). Validado para WB, IHC-P e ELISA. Desenvolvido para pesquisa em glicobiologia, incluindo biossíntese de sialil Lewis X e estudos de biomarcadores relacionados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FUT6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FT1A; FCT3A; Fuc-TVI; FucT-VI; FUT6
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2528
ID do Gene	2528
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P51993
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo