

Anticorpo Policlonal Anti-Fut7 Para Wb, Elisa - Q11130

Número do item: CM0027514

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-FUT7 humano (FucT-VII) para WB, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Investiga a fucosiltransferase 7 e a adesão leucocitária mediada por sialil Lewis X. Q11130.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FUT7 Coelho pAb
Observações/Apelidos	FucT-VII; FUT7
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2529
GeneID	2529
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da FUT7 humana (NP_004470.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q11130
Peso da Proteína	39kDa
Transporte	Bolsa de gelo