


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fxn / Frataxina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16595

Número do item: CM0013948



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a frataxina humana (FXN). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudos da biogênese de agrupamentos ferro-enxofre e da ataxia de Friedreich.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FXN / Frataxina, pAb de coelho
Observações/Alias	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA; FXN / Frataxina
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2395
GeneID	2395
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-210 da FXN / Frataxina humana (NP_000135.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q16595
Peso da proteína	23 kDa
Envio	Bolsa de gelo