


Anticorpo Monoclonal Anti-Fxr1 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P51114

Número do item: CM0009064



introdução

Anticorpo monoclonal anti-FXR1 de coelho para WB, IP, IF/ICC, ELISA. Detecta FXR1 endógeno (~70 kDa) em humanos, camundongos e ratos. Proteína de ligação a RNA que regula a tradução/estabilidade do mRNA na neurogênese, músculo e espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FXR1 Rabbit mAb
Observações/Alias	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
Espécie	Humano
GeneID	8087
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 do FXR1 humano (P51114).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51114
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Bolsa de gelo