


Anticorpo Policlonal Anti-Fxr2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P51116

Número do item: CM0025279



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FXR2 humano (P51116), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre estabilidade de mRNA e neurogênese hipocampal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FXR2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FXR2P; FMR1L2; FXR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9513
ID do Gene	9513
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 550-650 do FXR2 humano (NP_004851.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51116
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Saco com gelo