


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Fxr2 Para Wb, Elisa - P51116

Número do item: CM0017381



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a FXR2, validado para Western blot (WB) e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Alvo a proteína de ligação ao RNA FXR2, que regula a tradução de mRNA e é necessária para a neurogênese hipocampal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FXR2 Rabbit pAb
Observações/Alias	FXR2P; FMR1L2; FXR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9513
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 550-650 do FXR2 humano (NP_004851.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51116
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Bolsa de gelo