


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fxr/Nr1H4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ri1

Número do item: CM0006924



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado contra FXR/NR1H4 humano, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre a sinalização de receptores de ácidos biliares e doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho FXR/NR1H4
Observações/Alias	BAR; FXR; HRR1; HRR-1; PFIC5; RIP14; FXR/NR1H4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9971
ID do Gene	9971
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 do FXR/NR1H4 humano (NP_001193922.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96Ri1
Peso da Proteína	48 kDa/54 kDa/55 kDa/56 kDa
Envio	Embalagem de gelo