


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fxyd1 (Fosfolemman) Para Wb, Elisa - 000168

Número do item: CM0019507



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FXYD1/Fosfolemman humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação do transporte iônico e atividade da NKA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FXYD1 Rabbit pAb
Observações/Alias	PLM; FXYD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5348
GeneID	5348
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-92 do FXYD1 humano (NP_005022.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O00168
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Bolsa de gelo